




Piloter-Vet

Agiles Tablet-Ultraschallsystem

Flexibel. Detailreich. Mobil.

endocon[®]
vet

Geniales Design

Piloter ist ein mobiles Ultraschall-Gerät, das in jedem Bereich eingesetzt werden kann. Piloter verfügt über ein besonders leichtes Gehäuse und einen smarten Gerätewagen. Damit wird er ihr individueller Begleiter für ihre anspruchsvollsten Untersuchungen und Interventionen.




**13,3"-Touchscreen,
automatische horizontale
oder vertikale Anzeige**

**Piloter System ist mit 2kg
besonders leicht, flexibel,
mobil**



**Optionaler Standfuß
Kompakter höhenverstellbarer
Gerätewagen mit
integrierter Ablage
und Sonden-Halterung**



Optionaler 3-fach Sonden-Adapter



Optionaler Tisch-Standfuß

Exzellente Visualisierung

Piloter baut auf der Holo-Plattform auf, welche 64-beam processing mit bis zu 5000 Bildern pro Sekunde verarbeiten kann. Piloter bietet eine extrem detailreiche Bildqualität und eine hervorragende Darstellung von Gefäßen, Sehnen, Bändern, Muskeln und Nerven.




Katzemagen



Hundemilz



Hundeherz Blutfluss



Katzenerz PW



Katzenniere



Katzendarm

Vielseitig anwendbar, beste Bildqualität



Sonden-Tasten

Beidseitig frei belegbare Tasten ermöglichen es den Anwendern, einhändig mit dem System zu interagieren.



Eine breite Auswahl an Ultraschall-Sonden deckt alle allgemeinen Anwendungen ab. Ein innovatives Mittellinien-Design sowie die Möglichkeit im Nahbereich auf bis zu 1 cm Eindringtiefe zu gehen, bieten dem Anwender höchstmögliche Genauigkeit und eine detailreiche Darstellung.



Sonde im Hockeyschläger-Design

Eine Sonde für kleine Gelenke und Oberflächen mit besonders hoher Frequenz und leichtem Design. Perfekt geeignet für hervorragende Detail-Bildgebung und begrenzte Räume.

Vielseitig anwendbar, beste Bildqualität: die Sonden

C5-2B



Abdomen, Gynäkologie, Gefäße, Nerven
 Bandwidth: 1.55-5.77MHz
 Radius: 50mm
 Biopsy Guide: JSM-050, 20°, 30°, 40°
 2 frei belegbare Tasten

C5-2



Abdomen, Gynäkologie, Gefäße, Nerven
 Bandwidth: 1.55-5.77MHz
 Radius: 50mm
 Biopsy Guide: JSM-050, 20°, 30°, 40°

C8-3



Abdomen, Kardiologie, Nerven, Neonataler Kopf
 Bandwidth: 3.45-9.75MHz
 FOV (Max): 92°
 ExFOV: 112°
 Biopsy Guide: Not available

EV10-4



Gynäkologie, Geburtshilfe, Urologie
 Bandwidth: 3.45-9.75MHz
 FOV (Max): 150° ExFOV: 169°
 Biopsy Guide: JSM-028, Single Angle

L15-4NB



Abdomen, Gynäkologie, Gefäße, Nerven
 wiGuide Available
 Bandwidth: 3.1-13 MHz FOV(Max): 38mm
 Steer: +/-30°, 1° per Increment
 Biopsy Guide: JSM-041, 37°, 46°, 58°
 2 frei belegbare Tasten

L10-5



Small parts, Gefäße, MSK, Nerven
 Bandwidth: 3.45-11.85MHz
 FOV (Max): 38mm
 Steer: +/-30°, 1°/increment
 Biopsy Guide: JSM-032, 27°, 38°, 52°

LH15-6



Small parts, Gefäße, MSK, Nerven
 Bandwidth: 4.2-14.54MHz
 FOV (Max): 26mm
 Steer: +/-30°, 1°/increment
 Biopsy Guide: Not Available

P4-1



Kardiologie, TCD, Abdomen
 Bandwidth: 1.45-4.75MHz
 FOV (Max): 90°
 Biopsy Guide: JSM-020, 13°, 24°

P7-3



Kardiologie, Abdomen
 Bandwidth: 2.35-7.05MHz
 FOV (Max): 90°
 Biopsy Guide: Not Available

L9-4V



Großtiere, Geburtshilfe
 Bandwidth: 4-9MHz
 FOV (Max): 64mm
 Biopsy Guide: Not Available

Hersteller:

wisonic

Shenzhen Wisonic Medical Technology Co., Ltd.



Vertrieb Deutschland:

endocon GmbH

In der Au 5

• 69257 Wiesenbach

T +49 6223 7390 10

• F +49 6223 7390 199

E info@endocon.de

• I www.endocon-vet.de

Bestellhotline +49 6223 7390 **112**

